

Anti-Fam155B Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - O75949

Artikelnummer: CM0018740

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes FAM155B (NALF2/TED). Validiert für Western Blotting und ELISA; reagiert kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geliefert für Forschungsanwendungen im Bereich Ionenkanäle und Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	FAM155B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	TED; TMEM28; CXorf63; FAM155B; bB57D9.1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	27112
GeneID	27112
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-472 von humanem FAM155B (NP_056501.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O75949
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eispackung