

Anti-Fam160B2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86V87

Artikelnummer: CM0026757

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FAM160B2 (FHIP2B/RAI16), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung von MAPK/ERK- und TGFβ-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	FAM160B2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FAI16; RAI16; FAM160B2; RAM160B2
Spezies	Human
GeneID	64760
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 420-520 von humanem FAM160B2 (NP_073586.5) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q86V87
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eistasche