

Anti-Fam173B Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6P4H8

Artikelnummer: CM0027342

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FAM173B (ATP-Synthase-Untereinheit C Lysin-N-Methyltransferase). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an mitochondrialer Methylierung und chronischen Schmerzen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAM173B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JS-2; FAM173B; hFAM173B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	134145
Gen-ID	134145
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-233 des humanen FAM173B (NP_954584.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6P4H8
Proteinmasse	26 kDa
Versand	Eisbeutel