


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Fam208A-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uk61

Artikelnummer: CM0012949



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-FAM208A-Antikörper gegen FAM208A, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes TASOR, eine Schlüsselkomponente des HUSH-Komplexes, der an der epigenetischen Stilllegung von Retrotransposons beteiligt ist. Ideal für Studien zur Chromatin- und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAM208A-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	RAP140; TASOR1; se89-1; C3orf63; FAM208A
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	23272
GeneID	23272
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 700-1000 des humanen FAM208A (NP_001106207.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UK61
Proteingewicht	189 kDa
Versand	Eisbeutel