


Anti-Fam20A Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q96Mk3

Artikelnummer: CM0006726



Einführung

FAM20A Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt das humane Pseudokinase FAM20A, einen Regulator der Biomineralisation. Ideal für Studien zur Zahnentwicklung und Mineralisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAM20A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AI1G; AIGFS; FP2747; FAM20A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54757
GenID	54757
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 442-541 von humanem FAM20A (NP_060035.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96MK3
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel