


Anti-Fam20A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Mk3

Artikelnummer: CM0027641



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen die humane FAM20A-Pseudokinase, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Biomineralisierung und Zahnschmelz.

[Mehr erfahren](#)

Kernproduktspezifikationen	Parameterdetails
Produktname	FAM20A Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	AI1G; AIGFS; FP2747; FAM20A
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	54757
GeneID	54757
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 140-240 von humanem FAM20A (NP_060035.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96MK3
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel