

Anti-Fam221A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8C790

Artikelnummer: CM0023131

Einführung

Fam221a Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der im Kaninchen gegen murines FAM221A erzeugt wurde. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA und kreuzreaktiv mit Human und Ratte. Geeignet für Proteinnachweis und Lokalisierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fam221a Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	D330028D13Rik; Fam221a
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	340277
Gen-ID	231946
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-292 von murinem Fam221a (NP_766315.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8C790
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel