

Anti-Fam3A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P98173

Artikelnummer: CM0023700

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes FAM3A (Aa 34-230), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt ein 25 kDa sekretes zytokinähnliches Protein mit potenzieller Defensin-Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	FAM3A Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	DLD; 2.19; XAP-7; DXS560S; FAM3A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	60343
GenID	60343
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 34-230 von humanem FAM3A (NP_068578.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P98173
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel