

Anti-Fam3B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P58499

Artikelnummer: CM0017871

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FAM3B (PANDER), kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Wird zur Untersuchung von Apoptose in Alpha- und Beta-Zellen sowie der Pankreasfunktion verwendet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAM3B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	2-21; ORF9; PANDER; PRED44; C21orf11; C21orf76; FAM3B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54097
Gen-ID	54097
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Mäuse, Ratten
SWISS	P58499
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel