

Anti-Fam3D Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Bq1

Artikelnummer: CM0020923

Einführung

CamelBio bietet hochreine Anti-FAM3D Kaninchen-polyklonale Antikörper (Q96BQ1), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Rolle des sekretierten Glykoproteins FAM3D in der Plazentabiologie und Lektin-verwandten Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAM3D Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	EF7; OIT1; FAM3D
Spezies	Human
GeneID	131177
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-204 des humanen FAM3D (NP_620160.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96BQ1
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel