

Anti-Fam3D Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Pab) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Bq1

Artikelnummer: CM0022955

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes FAM3D (EF7/OIT1) für Western Blot, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz und ELISA. Validiert in humanen, Maus- und Rattenproben. Vorhergesagtes Molekulargewicht 25 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAM3D Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	EF7; OIT1; FAM3D
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	131177
Gen-ID	131177
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96BQ1
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel