

Anti-Fam46A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Ip4

Artikelnummer: CM0016513



Einführung

FAM46A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliche und murine terminale Nukleotidyltransferase 5A, eine zytoplasmatische Poly(A)-Polymerase, die an der Knochenmineralisierung und der Osteoblastenfunktion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAM46A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OI18; XTP11; FAM46A; C6orf37
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	55603
GenID	55603
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 180-400 von menschlichem FAM46A (NP_060103.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96IP4
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel