

Anti-Fam50B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Wtj8

Artikelnummer: CM0022146

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-FAM50B, geeignet für WB, IHC-P, ELISA.

Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Nützlich für Hoden-Expressionsstudien und Acetylierungsforschung. Immunogen: rekombinantes Fusionsprotein aa 70-150.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fam50b Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	X5L; D0H6S2654E; XAP-5-like; Fam50b
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	26240
Gen-ID (Maus)	108161
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 70-150 von Maus-Fam50b (NP_620085.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9WTJ8
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eistasche