

Anti-Fam65B Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Y4F9

Artikelnummer: CM0026658

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches FAM65B (RIPOR2), validiert für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Zellpolarisation, Myogenese und urs mit Taubheit verbundenen Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAM65B Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	PL48; DFNA21; DIFF40; DIFF48; FAM65B; MYONAP; C6orf32; DFNB104
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9750
GeneID	9750
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-210 von menschlichem FAM65B (NP_056948.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4F9
Proteinmasse	119 kDa
Versand	Eisbeutel