

Anti-Fam96B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y3D0

Artikelnummer: CM0026458

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches FAM96B (CIA2B/MIP18), validiert für Western Blot und ELISA, auch reaktiv mit Maus. Geeignet für Forschung zu Eisen-Schwefel-Cluster-Assemblierung und Chromosomensegregation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAM96B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CIA2B; MIP18; FAM96B; CGI-128
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51647
GenID	51647
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-163 von menschlichem FAM96B enthält (NP_057146.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y3D0
Proteinmasse	18 kDa
Versand	Eisbeutel