

Anti-Fam98B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q52Lj0

Artikelnummer: CM0023789

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FAM98B (tRNA-Spleißligase-Komplex-Untereinheit) für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der tRNA-Verarbeitung und die Darmkrebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAM98B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FAM98B
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	283742
GeneID	283742
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-225 des humanen FAM98B (NP_775882.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q52LJ0
Proteingewicht	46kDa
Versand	Kühltasche