


Anti-Fanca Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15360

Artikelnummer: CM0009221



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes FANCA-Protein (163 kDa), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für Fanconi-Anämie-Forschung, Reparatur von Interstrang-Quervernetzungen und Studien zur Chromosomenstabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FANCA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FA; FA1; FAA; FAH; FA-H; FACA; FANCH; FANCA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	2175
Gen-ID	2175
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 2-104 von humanem FANCA (O15360) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15360
Proteingewicht	163kDa
Versand	Eisbeutel