


Anti-Fanca Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15360

Artikelnummer: CM0027425



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FANCA. Valid für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt das Fanconi-Anämie-Gruppe-A-Protein, das für die Reparatur von DNA-Interstrang-Crosslinks und die Chromosomenstabilität entscheidend ist. Geeignet für die Fanconi-Anämie- und DNA-Reparaturforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FANCA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FA; FA1; FAA; FAH; FA-H; FACA; FANCH; FANCA
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2175
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-275 von humanem FANCA (NP_000126.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O15360
Proteingewicht	163kDa
Versand	Eistasche