


Anti-Fancc Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00597

Artikelnummer: CM0021047



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen FANCC, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-FANCC-Protein. Ideal für die Erforschung der DNA-Schadensreparatur und der Fanconi-Anämie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FANCC-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FA3; FAC; FACC; FANCC
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2176
Gen-ID	2176
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 340-558 des humanen FANCC (NP_000127.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q00597
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Kühlakku