

Anti-Fancd2 Kaninchenmonoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Bxw9

Artikelnummer: CM0003860



Einführung

Kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen menschliches FANCD2, geeignet für WB, IP und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von DNA-Reparatur, Fanconi-Anämie und chromosomaler Stabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	FANCD2 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	FA4; FAD; FACD; FAD2; FA-D2; FANCD; FANCD2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	2177
GenID	2177
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem FANCD2 (Q9BXW9) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BXW9
Proteinmasse	164 kDa
Versand	Eisbeutel