

Anti-Fancd2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Bxw9

Artikelnummer: CM0019028



Einführung

FANCD2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt menschliches und ratte FANCD2, ein wichtiges DNA-Reparaturprotein. Geeignet für Studien zu Fanconi-Anämie, Chromosomeninstabilität und DNA-Schädigungsreaktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FANCD2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FA4; FAD; FACD; FAD2; FA-D2; FANCD; FANCD2
Spezies	Mensch
Gen-ID	2177
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 540-720 von FANCD2 (NP_001018125.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9BXW9
Proteingewicht	164kDa
Versand	Eisbeutel