

Anti-Fanci Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nvi1

Artikelnummer: CM0030172



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FANCI, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Ideal für die Erforschung von DNA-Schadensreparatur, Fanconi-Anämie und Zellzyklus-Checkpoints.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FANCI Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KIAA1794; FANCI
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55215
Gen-ID	55215
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1061-1328 von humanem FANCI (NP_001106849.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NVI1
Proteingewicht	149kDa
Versand	Eisbeutel