


Anti-Fancl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nw38

Artikelnummer: CM0030124



Einführung

FANCL Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Zielt auf die an der Fanconi-Anämie-DNA-Reparatur beteiligte E3-Ubiquitin-Ligase ab. Ideal zur Untersuchung der DNA-Schädigungsantwort und der Proliferation von Keimzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FANCL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	POG; PHF9; FAAP43; FANCL
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55120
GenID	55120
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9NW38
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel