


Anti-Fancm Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8lyd8

Artikelnummer: CM0026906



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes FANCM, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Untersuchung des Fanconi-Anämie-Signalwegs, DNA-Reparaturmechanismen und Keimzellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FANCM Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	POF15; SPGF28; FAAP250; KIAA1596; FANCM
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57697
Gen-ID	57697
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 390-660 des humanen FANCM (NP_065988.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8IYD8
Proteinmasse	232 kDa
Versand	Eisbeutel