

Anti-Fap (Fibroblast-Aktivierungsprotein-A) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q12884

Artikelnummer: CM0006339



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes FAP (Q12884). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unentbehrliches Werkzeug für die Erforschung von ECM-Umbau, Fibrose und Tumormikroumgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fibroblast-Aktivierungsprotein-α (FAP) Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; Prolylendopeptidase FAP; Fibroblast-Aktivierungsprotein-α (FAP)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2191
GeneID	2191
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 411-510 von humanem FAP (NP_004451.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12884
Proteingewicht	26 kDa/87 kDa
Versand	Eisbeutel