

Anti-Fap Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q12884

Artikelnummer: CM0011707



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Fibroblasten-Aktivierungsprotein Alpha (FAP) für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von Geweberemodellierung, Fibrose und Tumormikroumgebung. Validiert für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch FAP mAk
Bemerkungen/Alias	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; Prolylendopeptidase FAP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2191
GenID	2191
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q12884
Proteingewicht	27 kDa/87 kDa
Versand	Eispackung