

Anti-Fap Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q12884

Artikelnummer: CM0028573



Einführung

FAP Kaninchen-pAb ist ein human-spezifischer polyklonaler Antikörper für IF/ICC und ELISA, der das Fibroblasten-Aktivierungsprotein Alpha (Q12884) zielt, welches am Tumorwachstum und der Gewebeumbildung beteiligt ist. Ideal für Krebs- und Fibroseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAP Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FAPA; SIMP; DPPIV; FAPalpha
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2191
GenID	2191
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 481-580 von humanem FAP (NP_004451.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q12884
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel