

Anti-Far1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wvx9

Artikelnummer: CM0023639

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes FAR1 (Fettsäure-CoA-Reduktase 1), geeignet für WB und ELISA. Zielt auf ein Schlüsselenzym in der Biosynthese von Fettalkoholen, Etherlipiden und Wachsmonoestern ab. Ideal für die Erforschung des Lipidstoffwechsels und der Peroxisomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CSPSD; PFCRD; MLSTD2; SDR10E1; FAR1
Spezies	Human
GeneID (human)	84188
GeneID	84188
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem FAR1 (NP_115604.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8WVX9
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel