

Anti-Farsb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nsd9

Artikelnummer: CM0017921



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes FARSF (Phenylalanyl-tRNA-Synthetase-Beta-Untereinheit), geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur zytoplasmatischen Aminoacylierung und Proteintranslation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FARSF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FRSB; RJBS; PheHB; PheRS; FARSLB; RILDBC; HSPC173; NEDBLA; RILDBC1; FARSF
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10056
Gen-ID	10056
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 240-589 von humanem FARSF (NP_005678.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NSD9
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel