

Anti-Fas Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P25445

Artikelnummer: CM0003905



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Fas (CD95, APO-1, TNFRSF6). Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratten. Ideal für Studien zu Apoptose und Immuntoleranz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fas Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6; Fas
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	355
GenID	355
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem Fas (NP_000034.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P25445
Proteinmasse	9-38 kDa
Versand	Eisbeutel