

Anti-Fas Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P25445

Artikelnummer: CM0017590



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes Fas (CD95/APO-1), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte, ideal für Studien zur Apoptose und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fas Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6; Fas
Art	Mensch
GenID (Mensch)	355
GenID	355
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 200-300 von humanem Fas (NP_000034.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25445
Proteinmasse	9-38 kDa
Versand	Eispack