


Anti-Fascin/Fscn1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q16658

Artikelnummer: CM0007787



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Fascin (FSCN1), validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Erkennt das 55 kDa große Aktinbündelungsprotein, das an Zellvorsprünge und Zellwanderung beteiligt ist. Ideal für die Forschung an Zytoskelett und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fascin/FSCN1 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	HSN; SNL; p55; FAN1; Fascin/FSCN1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6624
GenID	6624
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 249-362 von menschlichem Fascin/FSCN1 (Q16658) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16658
Proteinmasse	55kDa
Versand	Eisbeutel