

Anti-Fastkd1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q53R41

Artikelnummer: CM0027762

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FASTKD1, validiert für Western Blot und ELISA. Detektiert endogenes FASTKD1 in menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Geeignet für mitochondriale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FASTKD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FASTKD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79675
Gen-ID	79675
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 638-847 von humanem FASTKD1 enthält (NP_078898.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q53R41
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel