

Anti-Fastkd2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nyy8

Artikelnummer: CM0030618

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen FASTKD2, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes und murines FASTKD2-Protein (81 kDa). Wichtig für Studien zur Assemblierung der mitochondrialen großen ribosomalen Untereinheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FASTKD2 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	COXPD44; KIAA0971
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	22868
GenID	22868
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 51-150 von humanem FASTKD2 entspricht (NP_055744.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NYY8
Proteinmasse	81 kDa
Versand	Eisbeutel