


Monoklonaler Anti-Fat10/Ubd-Antikörper Für Wb Und Elisa - O15205

Artikelnummer: CM0007959



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes FAT10/UBD (Ubiquitin D). Für Western Blot und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Geeignet für Studien zur Degradation ubiquitinähnlicher Proteine, zur NF- κ B-Signalübertragung und zur Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAT10/UBD-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	FAT10; UBD-3; GABBR1; FAT10/UBD
Art	Mensch
GeneID	10537
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 70-150 des humanen FAT10/UBD (O15205)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O15205
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku