


Anti-Fat10/Ubd Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - O15205

Artikelnummer: CM0017857



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Ubiquitin D (FAT10/UBD), validiert für IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung ubiquitinähnlicher Modifikationen, des proteasomalen Abbaus und von Signalwegen der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAT10/UBD-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FAT10; UBD-3; GABBR1; FAT10/UBD
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10537
Gen-ID	10537
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-165 des humanen FAT10/UBD (NP_006389.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15205
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel