

Anti-Fatp2/Slc27A2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14975

Artikelnummer: CM0006342

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches FATP2/SLC27A2, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Fettsäuretransport und Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FATP2/SLC27A2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	VLCS; FATP2; VLACS; ACSVL1; FACVL1; hFACVL1; HsT17226
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11001
GenID	11001
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 494-620 des menschlichen FATP2/SLC27A2 (NP_003636.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14975
Proteinmasse	70kDa
Versand	Eisbeutel