

Anti-Fatp4/Slc27A4 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6P1M0

Artikelnummer: CM0007279

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen FATP4/SLC27A4, validiert für WB und ELISA, zum Nachweis von humanem und Maus-FATP4, einem langkettigen Fettsäuretransporter und Acyl-CoA-Ligase, der am Lipidstoffwechsel beteiligt ist. Geeignet für die Forschung zu Fettsäuretransport, Stoffwechsel und Hautbarrierefunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FATP4/SLC27A4 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	IPS; FATP4; ACSVL4; FATP4/SLC27A4
Spezies	Human
GeneID (Human)	10999
GeneID	10999
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 43-237 des humanen FATP4/SLC27A4 entspricht (NP_005085.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q6P1M0
Proteingewicht	72 kDa
Versand	Eisbeutel