

Anti-Fettsäure-Synthase (Fasn) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49327

Artikelnummer: CM0002607



Einführung

Dieser Kaninchen monoklonale Antikörper zielt auf humane Fettsäure-Synthase (FASN) ab, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit humaner, Maus- und Ratten-FASN, geeignet für Studien zur Fettsäurebiosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fettsäure-Synthase (FASN) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FAS; OA-519; SDR27X1; Fettsäure-Synthase (FASN)
Spezies	Human
GeneID (Human)	2194
GeneID	2194
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2400-2500 der humanen FASN (P49327) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49327
Protein-Gewicht	273kDa
Versand	Eisbeutel