

Anti-Fettsäure-Synthase (Fasn) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49327

Artikelnummer: CM0018101



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FASN, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt endogenes FASN in humanen, murinen und ratten Proben. Geeignet für Fettsäurestoffwechsel- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fettsäure-Synthase (FASN) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FAS; OA-519; SDR27X1; Fettsäure-Synthase (FASN)
Spezies	Human
GeneID	2194
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 2221-2511 der humanen Fettsäure-Synthase (FASN) (NP_004095.4) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49327
Protein-Gewicht	273kDa
Versand	Eisbeutel