

Anti-Fbln5 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubx5

Artikelnummer: CM0029158

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Fibulin-5 (FBLN5) für die Forschung an elastischen Fasern und der extrazellulären Matrix (EZM). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBLN5 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	EVEC; UP50; ADCL2; ARMD3; CMT1H; DANCE; ARCL1A; FIBL-5; HNARMD; FBLN5
Spezies	Human
GeneID (human)	10516
GeneID	10516
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 199-448 des humanen FBLN5 (NP_006320.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBX5
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Kühlakku