


Anti-Fbp1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P09467

Artikelnummer: CM0002839



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes FBP1 (Fructose-1,6-bisphosphatase 1), validiert in WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Forschung zur Gluconeogenese und Glucosestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FBP; FBP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2203
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 239-338 von humanem FBP1 (P09467) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09467
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel