


Anti-Fbp1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P09467

Artikelnummer: CM0006652



Einführung

Hochspezifischer Anti-FBP1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ziel ist das glukoneogenese-limitierende Enzym Fructose-1,6-bisphosphatase 1 (P09467).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FBP; FBP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2203
Gen-ID	2203
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem FBP1 (P09467) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P09467
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eistasche