


Anti-Fbp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P09467

Artikelnummer: CM0029328



Einführung

FBP1 Kaninchen-pAb (P09467) ist ein polyklonaler Antikörper, der in Kaninchen gegen ein synthetisches Peptid des humanen FBP1 hergestellt wurde. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA und kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Gluconeogenese- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBP1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FBP; FBP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2203
GenID	2203
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem FBP1 (NP_000498.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09467
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel