


Anti-Fbp2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000757

Artikelnummer: CM0013855



Einführung

FBP2 (Fruktose-1,6-bisphosphatase Isozym 2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Glykogensynthese aus Laktat in Skelettmuskulatur und verwandten Stoffwechselwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CORLK; FBP2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8789
Gen-ID	8789
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-339 des menschlichen FBP2 (NP_003828.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00757
Proteinmasse	37 kDa
Versand	Eispackung