


Anti-Fbp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - O00757

Artikelnummer: CM0024795



Einführung

FBP2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Fructose-1,6-bisphosphatase-Isoenzym 2 bei der Glykogensynthese und im Muskelstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CORLK; FBP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8789
Gen-ID	8789
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-339 von humanem FBP2 (NP_003828.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O00757
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel