

Anti-Fbx32/Fbxo32 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q969P5

Artikelnummer: CM0026320

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Fbx32/FBXO32 (Atrogin-1, MAFbx), geeignet für WB, IF-P und ELISA. Erkennt humane und murine Proben. Ein wichtiges Werkzeug für die Erforschung von Muskelatrophie und Ubiquitin-vermittelter Proteolyse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fbx32/FBXO32 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Fbx32; MAFbx; Fbx32/FBXO32
Spezies	Human
Gen-ID	114907
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 206-355 von humanem Fbx32/FBXO32 (NP_478136.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q969P5
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eistasche