

Anti-Fbx32/Fbxo32 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q969P5

Artikelnummer: CM0005016

Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes Fbx32/FBXO32 (Atrogin-1/MAFbx), eine E3-Ubiquitin-Ligase, die an Muskelatrophie beteiligt ist. Geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fbx32/FBXO32 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Fbx32; MAFbx; Fbx32/FBOX32
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	114907
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-120 von humanem Fbx32/FBOX32 (Q969P5) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q969P5
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eistasche