

Anti-Fbxl12 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nxx8

Artikelnummer: CM0015872

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen, der gegen humanes FBXL12 (F-box/LRR-repeat protein 12) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Unentbehrliches Werkzeug für die Untersuchung der Ubiquitin-vermittelten Proteolyse und des Zellzyklusarrets.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FBXL12 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	Fbl12; FBXL12
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54850
Gen-ID	54850
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-326 des humanen FBXL12 (NP_060173.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NXX8
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel