


## Anti-Fbxl2 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ukc9

Artikelnummer: CM0016723



### Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes FBXL2 (FBL2/FBL3), geeignet für Western Blot und ELISA in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Forschung zu Ubiquitin-vermittelter Proteolyse, Zellzyklusregulation und Entzündungssignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | FBXL2 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)                                                                           |
| Anmerkungen/Alias | FBL2; FBL3; FBXL2                                                                                                       |
| Spezies           | Human                                                                                                                   |
| GeneID (Human)    | 25827                                                                                                                   |
| GeneID            | 25827                                                                                                                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 120-240 von humanem FBXL2 (NP_036289.3) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                               |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                      |
| SWISS             | Q9UKC9                                                                                                                  |
| Proteingewicht    | 47 kDa                                                                                                                  |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                |